

Indice generale:

ARGOMENTI ▾

ARTICOLI VARI

REMISE EN FORME

I MASSAGGI

TRATTAM. ESTETICI

MEDICINA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

• Bellezza del seno

• Blefaroplastica

• Rinoplastica

• Auricoplastica

• Mastoplastica

• Mastopl. riduttiva

• Ipotrofia mamm.

• Addominoplastica

• Eliminare cicatrici

• Le smagliature

• Aumento Labbra

• Lifting

• Rassodare

• Chir. estetica collo

• Lifting endoscopico

• La laserlisi

Sei in: [benessere.com/](#) [Estetica, massaggi e trattamenti](#) / [Chirest](#) / Mastopessi

LA MASTOPESSI CON CICATRICE A "T" INVERTITA

A cura del [Prof. Pietro Lorenzetti](#)



La mastopessi con cicatrice a "T" invertita è l'intervento indicato per rimodellamento di un seno con una ptosi elevata.

Si definisce **ptosi** una condizione in cui il seno si presenta rilassato e cadente con il complesso areola capezzolo più in basso rispetto alla sua posizione corretta.

In letteratura scientifica sono identificati 4 gradi di ptosi in relazione alla loro gravità. Casi di grado più **gravi** si hanno quando la cute della mammella appoggi sul torace e il capezzolo sia

più in basso entrambi per oltre tre centimetri sotto il solco sottomammario. Queste precise misurazioni, insieme ad un attento esame clinico delle mammelle, permettono al chirurgo di identificare fra le varie tecniche di mastopessi l'intervento più adatto per ottenere una forma armonica del seno e il miglior esito cicatriziale.

La tecnica utilizzata nei casi di ptosi severe, ma talvolta anche per ptosi di grado moderato, è la mastopessi con cicatrice a "T" invertita con o senza l'ausilio di protesi mammarie. Nell'intervento viene scolpito e riposizionato il tessuto ptosico del polo inferiore. È generalmente necessario effettuare una giusta resezione della cute in eccesso, non solo verticalmente al di sotto dell'areola sino al solco sottomammario, ma anche orizzontalmente per un breve tratto lungo il solco stesso.

Le cicatrici ben nascoste saranno in sede periareolare, verticale e trasversale estesa lungo il solco sottomammario, nel quale normalmente può rimanere nascosta.

MICHELIN CROSSCLIMATE
IL PRIMO PNEUMATICO ESTIVO
CON CERTIFICAZIONE INVERNALE



EQUIPAGGIA
LA TUA AUTO



Shopping

Viaggi

Offerta del mese

Oscar Neo Estrattore di succo vivente

Oscar Neo da 1000. L'Estrattore di Succo Vivente più resistente al mondo!

L'estrattore di succo vivente Oscar Neo è l'ultimo e più moderno estrattore di succo a freddo. Oscar Neo DA 1000 mantiene le caratteristiche dei modelli precedenti, quali un singolo rotatore-tritatore, un sistema di




- Lifting delle mani
- Lipofilling
- Lipofilling stamin.
- Gluteoplastica
- Liposuzione
- Corr. piccole cicatr.
- Chir. polpaccio
- Ginecomastia
- Mastopessi
- Labioplastica
- Imenoplastica
- Malaroplastica

L'intervento è effettuato in day hospital, in anestesia locale, con

sedazione. Il tempo operatorio è poco più di un'ora. La paziente può tornare alle normali attività quotidiane gradualmente nell'arco di una-due settimane. La maggiore estensione delle cicatrici, estetiche e ben nascoste all'interno di un normale bikini, permette di ripartire al meglio le tensioni presenti sui margini delle ferite. Per questo motivo talvolta sono preferibili cicatrici più estese ma di buona qualità e con una buona armonia della forma delle mammelle, piuttosto che cicatrici ridotte ad ogni costo ma slargate e con un esito globale non completamente soddisfacente.

Il risultato è generalmente duraturo ma può essere alterato nel tempo da gravidanze, variazioni ponderali o dal normale e progressivo invecchiamento dei tessuti mammari.



Prof. Pietro Lorenzetti

Bibliografia

- Botti G., *Mastoplastiche Estetiche*, 2004, SEE, Firenze
 - Hidalgo DA, Spector JA., *Plast Reconstr Surg*. 2013 Oct; 132(4):642e-656e. doi: 10.1097/PRS.0b013e31829fe4b4.
- Mastopexy.

LINK: <http://www.benessere.com/remise/chirest/mastopessi.htm>

nutrienti fino a 48 ore dopo la spremitura. Inoltre con questo estrattore è possibile anche macinare, fare gelati, pasta, spaghetti e molto altro ancora. Da oggi Nuovi Colori DISPONIBILI!! Rosso-Nero-Cromo

VEDI PRODOTTO

Novità

Sedia ergonomica naturale - Color ecru

La sedia ergonomica professionale ideale chi svolge un lavoro sedentario: comoda e discreta, aiuta a mantenere la posizione corretta della spina dorsale, l'inclinazione è regolabile. La seduta è di alta qualità con imbottitura INDEFORMABILE e tessuto di ricopertura molto resistente. Le imbottiture sono sagomate per offrire un supporto confortevole



Altezza: 63 cm
Larghezza: 45 cm
Profondità: 50 cm

VEDI PRODOTTO